

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud de onda	308 nm
Tamaño del Spot	40 x 40 mm, 16 cm ²
Densidad de salida media	30 mW/cm ² *+_20%
Fluencia	30 -4200mJ/cm ²
Requerimientos de energía	100-240 V, 0.8 A, 50/60 Hz
Dimensiones (L x W x H)	26 x 24 x 27 cm
Aprobaciones	EC Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC (CE mark), FDA / US 510 k*

EXCIMER LASER VS. 308 EXCIMER SYSTEM

Fuente de luz	Excimer Laser	Excimer 308
Ancho de banda	308 nm	308 nm
Costos	Alto	Bajo
Costos de operación	Alto (gas etc.)	Muy bajos
Peso	> 100 kg	Sistema manual móvil
Espacio requerido	Mucho	Mínimo
Mobilidad	Baja	Muy alta

EXCIMER 308



UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA TERAPIA UVB MONOCROMÁTICA. DESARROLLADO PARA LA PSORIASIS Y EL VITILIGO ENTRE OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES

TECNOLOGÍA
AL ALCANCE DE SUS MANOS

APROBADO POR LA 



medicinelaser
LATAM

www.medicinelaser.com



+ OFICINAS CENTRALES

ARGENTINA
Av. Doctor Honorio
Pueyrredón 707, Caballito,
CABA, Argentina.
M: +54 9 11 3404-7158

CHILE
Sucre 1355, Ñuñoa,
Santiago, Chile.
O: +56 2 2269 1981
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR
Av. República 1058,
Edificio La Fontana,
Quito, Ecuador.
M: +593 99 120 4597

PERÚ
Calle Almirante Lord
Cochrane 322,
Miraflores, Lima, Perú.
M: +51 983 552 813

ventas@medicinelaser.com

medicinelaser
LATAM 



TAN EFICAZ COMO UN LÁSER

EL sistema 308 EXCIMER es el sistema de mano de terapia monocromática intensa con UVB. Con su longitud de onda de 308 nm, el 308 EXCIMER SYSTEM es una solución de tratamiento eficaz para enfermedades autoinmunes de la piel, como la psoriasis y el vitiligo.

Es el único sistema portátil de terapia monocromática con UVB del mundo. Con 308 nm, aplica la misma longitud de onda que un láser excimer laser y permite tratar pacientes con la misma rapidez y eficacia que dicho láser –demostrado clínicamente–. El tamaño reducido del sistema, su menor peso y facilidad de uso hacen que sea más flexible que un láser excimer y a la vez sea también más rentable gracias a su precio de adquisición y gastos operativos, comparativamente bajos.

Desarrollado para la Psoriasis

El 308 EXCIMER logra excelentes resultados para la psoriasis, idénticos a los de un láser excimer clínicamente probado. La selección de placas de psoriasis persistentes y localizadas permite tratamientos de dosis altas para obtener resultados visibles rápidos y una alta satisfacción del paciente.² El tejido sano circundante se salva.

Indicado para el Vitiligo

La luz monocromática UVB se describe como un enfoque efectivo para el tratamiento del vitiligo con pocos efectos secundarios.^{3,4} El sistema portátil 308 EXCIMER obtiene resultados en los tratamientos de vitiligo que coinciden con los de un láser.

VENTAJAS

Altamente Efectivo

Alta dosis, luz monocromática de 308 nm, a la par de los sistemas láser excimer, relación terapéutica óptima, orientación a la lesión para tratamientos seguros y resultados rápidos y hasta un tamaño de punto de 16 cm² para tiempos de tratamiento cortos en áreas más grandes.

Alta satisfacción del paciente

Tratamientos completamente sin dolor, máxima protección de la piel sana, sin tiempo de inactividad, resultados rápidos.

Precio razonable

Tecnología sin mantenimiento, sin consumibles, móvil y ahorro de espacio (el sistema portátil más pequeño disponible en el mercado).

Fácil de operar

Prueba automatizada de MED (dosis mínima de eritema): configuración conveniente y rápida, configuración simple e intuitiva de todos los parámetros, pantalla táctil a color grande y fácil de usar.

Diseño inteligente

Carcasa pequeña y bien diseñada, estuche compacto para una gran movilidad y un aspecto moderno.

TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE SUS MANOS



RESULTADOS

