


# VELAS™



## Láser quirúrgico de Diodo de 980 nm

Permite realizar procedimientos en cirugías:

- Ginecológicas
- Fetales
- Endoscópicas
- Vasculares
- Dermatológicas
- Urológicas
- Generales



# Especificaciones técnicas

# VELAS™

Laser Type	GaAlAs Diod Laser		
Mode	VELASII15A/B/D	VELASII30A/B	VELASII60A/B/C
Wave length	810nm/980nm/1470nm	810nm/980nm	810nm/980nm/940nm
Maximum Power	15W	30W	60W
Operation Mode	CW, Single or Repeat Pulse		
Pulse Duration	10µs-3s		10µs
Repetition Rate	0.2Hz-20KHz		0.2Hz-50Hz
Fibers	Fibers Of 200µm,400µm And 600µm With SMA90S Connector (200µm only could be used on VeLasII15B)		
Pilot Beam	Red Diod Laser of 635nm, Power<5mW		
Control Mode	True Color Touch Screen		
Voltage/Current Rating	110/220 VAC, 5A, 50/60 Hz		
Dimensions	400(W)*385(L)*200(H) mm		
Weight	12.9Kg	13.4Kg	
Safety Compliance	CE 0197		



## Standard



## Opciona



Equipo diseñado en Alemania y ensamblado en Shanghai / China por:

**GIGAA LASER**



510 k USA



ISO13485:2003

93/42/EEC



**medicinelaser**  
L A T A M  
[www.medicinelaser.com](http://www.medicinelaser.com)



## + OFICINAS CENTRALES

ARGENTINA  
Av. Doctor Honorio  
Pueyrredón 707, Caballito,  
CABA, Argentina.  
M: +54 9 11 3404-7158

CHILE  
Sucre 1355, Ñuñoa,  
Santiago, Chile.  
O: +56 2 2269 1981  
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR  
Av. República 1058,  
Edificio La Fontana,  
Quito, Ecuador.  
M: +593 99 120 4597

PERÚ  
Calle Almirante Lord  
Cochrane 322,  
Miraflores, Lima, Perú.  
M: +51 983 552 813

[ventas@medicinelaser.com](mailto:ventas@medicinelaser.com)